

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR	N° ITEM
JAMPAR MULTIPLEST INTERNACIONAL S.R.L.	
Nombre Genérico (Según Anexo 4)	PIPETA AUTOMATICA RANGO FIJO 200 UL
Nombre Comercial	PIPETA AUTOMATICA RANGO FIJO 200 UL
Marca	AHN
Dueño de la Marca	AHN Biotechnologie GmbH
País de Origen del Producto	ALEMANIA
Metodología y/o Características Según Anexo 4	<p>USO: Dispensación automática de líquidos.</p> <p>METODOLOGÍA: Dispensación de líquidos por deslizamiento de aire y el uso de puntas desechables.</p> <p>CARACTERISTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Precisión y exactitud. • Inexactitud de + -0.4% • Impresión de + -0.2% • Volumen preajustado en rango fijo. • Sistema automático para desechar puntas. • Pipeteado sencillo y reverso para líquidos viscosos o espesos. • Calibración garantizada por normas EN ISO 8655 y DIN 12650. • Embolo de acero inoxidable
Forma de Presentación	CAJA X UNIDAD
Condiciones de Conservación -Cadena de Frío -Humedad -Luz Otros según corresponda	Temperatura ambiente Relativa ambiental No afecta.
Fecha de Vencimiento por lote ofertado	NO APLICA
EMPAQUE PRIMARIO (EN CONTACTO DIRECTO CON MATERIAL DE LABORATORIO)	
Envase inmediato: caja de cartón resistente	
DESCRIPCION DEL EMBALAJE (QUE GARANTICE INTEGRIDAD DEL PRODUCTO, SEGURIDAD EN LA MANIPULACION Y FACIL ALMACENAMIENTO)	
CAJA DE CARTON	