

	CÓDIGO:	ET-VE-VP-01
ESPECIFICACIONES TECNICAS	VERSIÓN:	01
Sistema de Gestión de la Calidad	PÁGINA:	1 de 1

ITEM N° 001

Oferta Formulada por JAMPAR MULTIPLEST INTERNACIONAL S.R.L.

Nombre Genérico	:	BASES DE INCLUSION DE TEJIDOS BLANCAS
Forma de Presentación	:	CAJA X 500 UNID
Nombre Comercial o Marca	:	BIO OPTICA
Empresa Fabricante	:	BIO OPTICA
Certificado de Calidad	:	
Procedencia	:	ITALIA
Descripción del Envase Inmediato	:	
Descripción del Envase Mediato	:	BOLSA DE POLIETILENO
Temperatura de Almacenamiento	:	TEMPERATURA AMBIENTE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

USO:

Se utiliza para el procesamiento de inclusión de los diferentes tejidos o biopsia a estudiar

CARACTERISTICAS:

Cassetes de Polimero Acetal polipropileno con cierre a presión
DE COLOR BLANCO,VERDE

Empaque : Bolsa x 250unidades