

 JAMPAR MULTIPLEST INTERNACIONAL S.R.L. <small>IMPORTACIÓN - DISTRIBUCIÓN - PRODUCCIÓN</small> <small>NUEVO CONCEPTO EN CALIDAD Y SERVICIO</small>	CÓDIGO:	ET-VE-VP-01
ESPECIFICACIONES TECNICAS	VERSIÓN:	01
Sistema de Gestión de la Calidad	PÁGINA:	1 de 1

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR	N° ITEM
JAMPAR MULTIPLEST INTERNACIONAL S.R.L.	
NOMBRE DEL PRODUCTO	ASA DESCARTABLE ESTÉRIL DE 10 UL
MARCA:	BIOSIGMA
LABORATORIO FABRICANTE :	BIOSIGMA S.R.L.
DUEÑO DE LA MARCA O PATENTE:	BIOSIGMA S.R.L.
PAIS DE ORIGEN DEL PRODUCTO:	ITALIA
FORMA DE PRESENTACION:	PACK X 20 UND
ESPECIFICACIONES TECNICAS :	
<p>PRESENTACION: Asa de Colt calibrada en empaque estéril de 20 unidades, herméticamente sellado.</p>	
<p>CARACTERISTICAS: Asa de Poliestireno, estéril, de 10 ul de capacidad, descartable.</p>	
<p>USO: Siembra en Medios de Cultivo.</p>	
<p>Método de Esterilización : ESTERIL</p>	
<p>DESCRIPCION DEL EMBALAJE</p>	
<p>BLISTER DE POLIPROPILENO CON CARTON</p>	