

 JAMPAR MULTIPLEST INTERNACIONAL S.R.L. <small>IMPORTACIÓN - DISTRIBUCIÓN - PRODUCCIÓN</small> <small>NUevo CONCEPTO EN CALIDAD Y SERVICIO</small>	CÓDIGO:	ET-VE-VP-01
ESPECIFICACIONES TECNICAS	VERSIÓN:	01
Sistema de Gestión de la Calidad	PÁGINA:	1 de 1

NOMBRE DEL POSTOR	N° DE ÍTEM
JAMPAR MULTIPLEST INTERNACIONAL S.R.L.	33
NOMBRE DEL PRODUCTO OFERTADO:	NAVAJA DESCARTABLE PARA MICROTOMO
MARCA:	FEATHER
LABORATORIO FABRICANTE:	FEATHER SAFETY RAZOR CO., LTD
DUEÑO DE MARCA O DUEÑO DEL PRODUCTO:	FEATHER SAFETY RAZOR CO., LTD
PAIS DE ORIGEN DEL PRODUCTO:	JAPON
FORMA DE PRESENTACION:	CAJA POR 50 UNID
ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
<p>USO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuchilla de perfil alto apropiado para cortes de tejidos blando embebidos en parafina • Cuchilla estándar para seccionamiento fácil de rutina y para conseguir secciones ribeteadas. Tiempo de tracción corto <ul style="list-style-type: none"> • MODELO • Perfil alto <p>CARACTERISTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Material de acero inoxidable, alta durabilidad y de gran estabilidad • Ultra Presición y superior performance • Dimensiones de la cuchilla : 0.31 x 14 x 75.7 mm • Angulo del borde de la cuchilla: 35° • Tipo de microtomo: de rotación o arrastre • Envase primario: caja dispensadora de plástico • Envase secundario: caja de cartón plastificado 	
Fecha de Expiración :NO APLICA	