

	CÓDIGO:	ET-VE-VP-01
ESPECIFICACIONES TECNICAS	VERSIÓN:	01
Sistema de Gestión de la Calidad	PÁGINA:	1 de 1

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR	N° ITEM
JAMPAR MULTIPLEST INTERNACIONAL S.R.L.	
NOMBRE DEL PRODUCTO	BURETA RECTA CLASE AS X 10 ML LLAVE DE TEFLON GRAD. 0.02 ML
MARCA	ISOLAB
LABORATORIO FABRICANTE	ISOLAB Laborgerate GmbH
DUEÑO DE LA MARCA	ISOLAB Laborgerate GmbH
PAÍS DE ORIGEN DEL PRODUCTO	ALEMANIA
FORMA DE PRESENTACION	UNIDAD
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
<p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fabricadas con vidrio borosilicato de acuerdo a norma DIN 12700 T2 • Calibradas para vertido (Ex) y de acuerdo con la tolerancia de la clase AS DIN/ISO 12700 • Tiempo de espera es de 30 segundos. • Tienen franja azul “ Schellbach” permite una fácil lectura del menisco. <p>Embalaje Caja de cartón</p>	