

 JAMPAR MULTIPLEST INTERNACIONAL S.R.L. <small>IMPORTACIÓN - DISTRIBUCIÓN - PRODUCCIÓN</small> <small>NUevo CONCEPTO EN CALIDAD Y SERVICIO</small>	CÓDIGO:	ET-VE-VP-01
ESPECIFICACIONES TECNICAS	VERSIÓN:	01
<i>Sistema de Gestión de la Calidad</i>	PÁGINA:	1 de 1

ESPECIFICACIONES TECNICAS

N° ITEM	
JAMPAR MULTIPLEST INTERNACIONAL S.R.L.	1
NOMBRE DEL PRODUCTO	ESTERILIZADOR FN 032
LABORATORIO FABRICANTE	NUVE SANAYI MALZEMELERI IMALAT VE TICARET A.S.
DUEÑO DE LA MARCA	NUVE SANAYI MALZEMELERI IMALAT VE TICARET A.S.
MARCA	NUVE
PAIS DE ORIGEN DEL PRODUCTO	TURQUIA
FORMA DE PRESENTACION DEL PRODUCTO	X UNIDAD
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
RANGO DE TEMPERATURA	70 °C / 250 °C
SENSOR DE TEMPERATURA	Fe-Const
SISTEMA DE CONTROL	MICROPROCESADOR PROGRAMABLE PID
VARIACION DE LA TEMPERATURA (100-150 °C)	+/- 2
FLUCTUACION DE LA TEMPERATURA	+/- 1
TEMPORIZADOR	1 MIN – 100 HORAS + FUNCION CONTINUA
VOLUMEN EN LITROS	32 LITROS
NUMERO DE BANDEJAS	2
TERMOSTATO DE SEGURIDAD	TERMOSTATO POR EXPANSION DE GAS
CONSUMO DE ENERGIA	700 W
REQUERIMIENTO DE ENERGIA	230 V , 50/60 Hz
MATERIAL INTERNO	ACERO INOXIDABLE
MATERIAL EXTERNO	ACERO PINTADO CON POLIESTER EPOXICO
DIMENSIONES INTERNAS	330X300X330 MM
DIMENSIONES EXTERNAS	560 X 480 X 680 MM
DIEMSIONES DEL EMPAQUE	640 X 550 X 750 MM
PESO NETO/BRUTO	32 / 36 KG
ESTERILIZADOR DE CALOR SECO CAPACIDAD DE 32 LITROS	