


|   |                 |                    |
|---|-----------------|--------------------|
|  | <b>CÓDIGO:</b>  | <b>ET-VE-VP-01</b> |
| <b>ESPECIFICACIONES TECNICAS</b>  | <b>VERSIÓN:</b> | <b>01</b>          |
| Sistema de Gestión de la Calidad  | <b>PÁGINA:</b>  | <b>1 de 1</b>      |

|   |   |
|---|---|
| <b>NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR</b>   |   |
| JAMPAR MULTIPLEST INTERNACIONAL SRL   |   |
| DESCRIPCION   | AUTOCLAVE DE MESA   |
| MARCA   | NUVE  |
| PROCEDENCIA   | TURQUIA   |
| LABORATORIO FABRICANTE  | NÜVE SANAYI MALZEMELERI IMALAT VE TICARET A.S.  |
| FORMA DE PRESENTACION   | X UNIDAD  |
| MODELO  | MODELO OT 020   |
| CERTIFICACIÓN DE CALIDAD  | ISO 9001, ISO 13485, CE   |
| <b>ESPECIFICACIONES TECNICAS</b>  |   |
| SISTEMA DE CONTROL<br>VOLUMEN EN LITROS<br>SELECCIÓN Y SENSIBILIDAD DE TEMPERATURA<br>TIEMPO DE ESTERILIZACION<br>SELECCIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA<br>SENSOR DE TEMPERATURA<br>TEMPORIZADOR<br>MATERIAL INTERNO Y EXTERNO<br>ACCESORIO<br>CONSUMO DE ENERGIA<br>REQUERIMIENTO DE ENERGIA<br>DIMENSIONES INTERNAS<br>DIMENSIONES EXTERNAS<br>DIMENSIONES DEL EMPAQUE<br>PESO NETO/ BRUTO | MICROPROCESADOR PROGRAMABLE<br>20 LITROS<br>1°C<br>1 – 99 MINUTOS<br>110 °C / 140 °C<br>Fe-Const<br>1 - 99 MINUTOS<br>ACERO INOXIDABLE<br>CANASTA DE ESTERILIZACION<br>1500 W<br>230 V , 50 / 60 Hz ,<br>270 X 355 MM<br>535 X 615 X 500 MM<br>620 X 640 X 610 MM<br>60 / 70 KG |