

Vitrex



MODULOHM A/S es el fabricante de los capilares para Microhematocrito marca VITREX, son productos de calidad que respetan la norma internacional ISO 12772. Los tubos han sido pulidos al fuego en el extremo del código de color, que recomendamos sellar con placas de Segillum de cera VITREX. El de color azul indica que el tubo no contiene heparina; el color rojo, que contiene heparina de sodio; el color verde, que la heparina es de amonio, y el color naranja, que la heparina es de litio. En cumplimiento de la norma, cada tubo heparinizado contiene al menos 4 U.I. de heparina.

Dimensiones:

ID: 1,15 +/-0,05 mm OD: 1,55 +/-0,05 mm L: 75 mm+/-0,5mm Vol: app. 75 l	ID: 0,95 +/-0,05 mm OD: 1,35 +/-0,05 mm L: 75 mm+/-0,5mm Vol: app. 60 l	ID: 0,55 +/-0,05 mm OD: 1,35 +/-0,05 mm L: 75 mm+/-0,5mm Vol: app. 18 l	ID: 0,60 +/-0,05 mm OD: 0,80 +/-0,05 mm L: 32 mm+/-0,5mm Vol: app. 9 l
--	--	--	---

Heparina disponible en sodio, Litio o Amonio



IMPORTADO POR:
JAMPAR
MULTIPLEST INTERNACIONAL SRL
 IMPORTACIÓN - DISTRIBUCIÓN - PRODUCCIÓN
 NUEVO CONCEPTO EN CALIDAD Y SERVICIO
 Jr. Moquegua 632-634 Lima / Central Telefónica: 411-9484 - Fax : 423-1579
 e-mail:ventas@jampar.com.pe - atenciónalcliente@jampar.com.pe
www.jampar.com.pe



0459

